



FIXATEUR DE BOUIN

FIXATEUR CYTO-HISTOLOGIQUE

DESCRIPTION :

Fixateur histologique et cytologique. Il donne une coloration brillante avec des taches cytoplasmiques (recommandé pour la coloration des trichromes). Il laisse les tissus mous et le glycogène est bien conservé. Non recommandé pour les organes hémopoïétiques, les tissus hémorragiques et le système nerveux.

COMPOSITION :

Contient :

Minimum 8 % p/p Formaldéhyde (N° CAS: 50-00-0), minimum 5% p/p acide acétique (N° CAS: 64-19-7), minimum 3% p/p méthanol (N° CAS: 67-56-1), 1% p/p acide picrique (N° CAS: 88-89-1).

- La formaldéhyde utilisée dans la formulation est de grade histologique.
- L'acide acétique utilisée dans la formulation est de grade USP ou réactifs.
- L'acide picrique utilisée dans la formulation est de grade USP ou réactifs.

SPÉCIFICATION:

Spécification du produit	Unité	Analyse	Limites
Apparence (Aspect, Couleur)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
pH à 25°C	-	ASTM E70 - 19	1.45 ± 0.10
Acidité (sous forme d'acide acétique)	% p/p	Titrimétrie	5.10 ± 0.10
Formaldéhyde	% p/p	T-600 CM83	8.04 à 8.69
Absorbance visible	-	Spectrophotomètre à 355 nm (0.1% vol/vol)	0.540 ± 0.010
Gravité spécifique à 20°C	Kg/l	ASTM D1298	1.024 ± 0.005

FORMATS DISPONIBLES :

1L, 4L, 4x4L, 10L, 20L et 208L.

CONDITION DE STOCKAGE :

Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Protéger du rayonnement solaire.

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE :

15 – 25° C. (60 – 77° F)

