



# SOLUTION DE FORMALDÉHYDE 37% P/V FIXATEUR HISTOLOGIQUE

## DESCRIPTION :

Fixateur histologique, fait à partir de formaldéhyde et une sélection de tampon.

## COMPOSITION :

Contient :

Minimum 37 - 40 % p/p formaldéhyde (N° CAS: 50-00-0), 12 - 15 % p/p méthanol (N° CAS: 67-56-1).

- La formaldéhyde utilisée dans la formulation est de grade histologique.

## SPÉCIFICATION:

Spécification du produit	Unité	Analyse	Limites
Apparence (Aspect)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Apparence (Couleur)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Formaldéhyde	% p/p	T-600 CM83	37.0 à 38.0
Méthanol	% p/p	ASTM D2380 - 99	12.0 à 15.0
Acide formique	% p/p	Analyse CG	0.03 max.
Gravité spécifique à 25°C	Kg/l	ASTM D1298	1.000 à 1.120

## FORMATS DISPONIBLES :

4x4L, 10L, 20L et 208L.

## CONDITION DE STOCKAGE :

Stocker dans un endroit bien ventilé.  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
Protéger du rayonnement solaire.

## TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE :

15 – 25° C. (60 – 77° F)

