



# FORMALINE 10% TAMPONNÉE NEUTRE FIXATEUR HISTOLOGIQUE

## DESCRIPTION :

Fixateur histologique, fait à partir de formaldéhyde et une sélection de tampon.

## COMPOSITION :

Contient :

Minimum 4 % p/p formaldéhyde (N° CAS: 50-00-0), 1 - 1,5 % p/p méthanol (N° CAS: 67-56-1).

- La formaldéhyde utilisée dans la formulation est de grade histologique.
- La sélection de tampon utilisée dans la formulation est de grade USP ou alimentaire.



## SPÉCIFICATION:

Spécification du produit	Unité	Analyse	Limites
Apparence (Aspect)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Apparence (Couleur)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Formaldéhyde	g/l	T-600 CM83	40.4 à 43.7
Formaline	% p/v	Calcul	10.9 à 11.8
pH à 25°C	-	ASTM E70 - 19	7.30 ± 0.10
Gravité spécifique à 20°C	Kg/l	ASTM D1298	1.005 ± 0.005

## FORMATS DISPONIBLES :

Pot-fixateur, 4x4L, 10L, 20L et 208L.

## CONDITION DE STOCKAGE :

Stocker dans un endroit bien ventilé.  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
Protéger du rayonnement solaire.

## TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE :

15 – 25° C. (60 – 77° F)

