



TISSUFIX®

FIXATEUR HISTOLOGIQUE



DESCRIPTION :

Fixateur histologique, fait à partir de formaldéhyde et une sélection de tampon.

COMPOSITION :

Contient :

Minimum 6 % p/p formaldéhyde (N° CAS: 50-00-0), 1.5 - 2 % p/p méthanol (N° CAS: 67-56-1).

- La formaldéhyde utilisée dans la formulation est de grade histologique.
- La sélection de tampon utilisée dans la formulation est de grade USP ou alimentaire

SPÉCIFICATION:

Spécification du produit	Unité	Analyse	Limites
Apparence (Aspect)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Apparence (Couleur)	-	Satisfaire à l'essai	Conforme
Formaldéhyde	g/l	T-600 CM83	52.6 à 56.7
Formaline	% p/v	Calcul	14.2 à 15.3
pH à 25°C	-	ASTM E70 - 19	7.30 ± 0.10
Gravité spécifique à 20°C	Kg/l	ASTM D1298	1.017 ± 0.005

FORMATS DISPONIBLES :

Pot-fixateur, 4x4L, 10L, 20L et 208L.

CONDITION DE STOCKAGE :

Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Protéger du rayonnement solaire.

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE :

15 – 25° C. (60 – 77° F)

