

POTS-FIXATEURS - FORMALINE 10% TAMPONNÉE NEUTRE

ChapTec offre un fixateur histologique prêt à utiliser, la Formaline 10% tamponnée neutre. Offert en 10 formats de contenants pré-remplis pour faciliter et assurer de manière sécuritaire la collecte et la préservation des spécimens jusqu'à leur envoi au Service de pathologie pour analyses :

- Des contenants incassables en polypropylène
- Des couvercles étanches dont le design facilite l'empilage; dévissables pour les pots de 40 ml à 1000 ml, et à pression (*snap-on*) pour les chaudières de 2000 ml à 20 000 ml
- Chaque contenant rempli à la moitié de son volume; par exemple pour le F-50, 50 ml de Formaline 10% tamponnée neutre dans un contenant de 90 ml


Du prélèvement au laboratoire, une solution sécuritaire et efficace pour une fixation de première qualité.




NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-20	100 X 20 ml
F-20450	4 X 50 X 20 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-50	100 X 50 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-60	100 X 60 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-125	50 X 125 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-250	25 X 250 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-500	12 X 500 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-1000	10 X 1000 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-2500	4 X 2500 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-5000	2 X 5000 ml



NUMÉRO DE CATALOGUE	FORMAT
F-10000	1 X 10000 ml